

# SNAPduo ST Plus Test

Jetzt auch zum Nachweis von Cephalexin

Vollständiger Nachweis. Höchste Zuverlässigkeit.

Verbraucher sind aufgrund von Antibiotikarückständen in Milch zunehmend besorgt. Geben Sie ihnen die Sicherheit höchster Produktqualität, indem Sie auf den gründlichsten Schnelltest auf dem Markt vertrauen: den SNAPduo\* ST Plus Test.

**Unerreichter Rückstandsnachweis.** Mit diesem Test können mehr Beta- Lactam-Rückstände (einschließlich Cephalexin) nachgewiesen werden als mit jedem anderen Milch-Schnelltest. Zum Testen von Rohmilch, H-Milch, sterilisierter Milch, rekonstituiertem Milchpulver, aufgetauter Milch und Magermilch. U. a. geeignet für folgende Spezies: Kühe, Mutterschafe, Ziegen, Stuten, Kamele und Büffel.

**Robust und zuverlässig.** Testen Sie Rohmilch oder gemischte Milch unterwegs ohne Erwärmung oder Inkubation. Die Ergebnisse dieses robusten Tests können von Landwirten, Milchwagenfahrern und Labors entweder direkt oder mithilfe des SNAPshot\* DSR Readers abgelesen werden.

**Unterstützt durch IDEXX.** Unsere rigorosen Qualitätsprüfungsstandards, einschließlich ISO 9001-Zertifizierung und Validierungen durch unabhängige Prüfungsbehörden, sorgen für eine sichere Milchverarbeitung.



## Sensitivitätstabelle

Drug	European MRL	German MRL	SNAPduo ST Plus Test detection level (at or below)
<b>Penicillins</b>			
Penicillin G (Benzylpenicillin)	4 ppb	4 ppb	2 ppb
Ampicillin	4 ppb	4 ppb	4 ppb
Amoxicillin	4 ppb	4 ppb	3 ppb
Oxacillin	30 ppb	<b>30 ppb</b>	3 ppb
Cloxacillin	30 ppb	30 ppb	4 ppb
Dicloxacillin	30 ppb		4 ppb
Nafcillin	30 ppb		3 ppb
<b>Tetracyclines</b>			
Tetracycline	100 ppb	100 ppb	16 ppb
Oxytetracycline	100 ppb	100 ppb	18 ppb
Chlortetracycline	100 ppb	100 ppb	40 ppb

Drug	European MRL	German MRL	SNAPduo ST Plus Test detection level (at or below)
<b>Cephalosporins</b>			
Cephapirin	60 ppb	60 ppb	30 ppb
Desacetylcephapirin	60 ppb		<60 ppb
Ceftiofur	100 ppb	100 ppb	8 ppb
Desfuroylceftiofur	100 ppb		25 ppb
Cefquinome	20 ppb	20 ppb	16 ppb
Cefalonium	20 ppb	20 ppb	14 ppb
Cefazolin	50 ppb	50 ppb	20 ppb
Cefacetrile	125 ppb		50 ppb
Cephalexin	100 ppb	100 ppb	30 ppb
Cefoperazone	50 ppb	50 ppb	35 ppb

Für weitere Informationen oder um zu bestellen, senden Sie eine E-Mail an [ceder@bentleyinstruments.com](mailto:ceder@bentleyinstruments.com), rufen Sie +49 (0) 72 198 774 001 an oder besuchen Sie [www.bentleyinstruments.de](http://www.bentleyinstruments.de).

Probieren Sie alle unsere SNAP\* Produkte aus:

- Beta-Lactam ● Tetracycline ● Aflatoxin M1 ● Gentamicin ● Sulfamethazine

© 2020 IDEXX Laboratories, Inc. All rights reserved. •

\*SNAP, SNAPduo ST Plus, SNAPshot, and Test with Confidence are trademarks or registered trademarks of IDEXX Laboratories, Inc. or its affiliates in the United States and/or other countries. The IDEXX Privacy Policy is available at [idexx.com](http://idexx.com)

Independently validated by



Test with Confidence™

